

**République du Sénégal**  
**Ministère de la Santé et de l'Action Sociale**  
**Réseau National de Laboratoires**

\* \* \* \* \*

**REFRIGERATEURS ET**  
**CONGELATEURS**

*Bousso Niang*  
*Ingénieure BioMédicale, RNL*

**RESAOLAB**

Convention de Financement N° AFD CZZ 1338 01 C



**RNL - FORMATION MAINTENANCE**

# **OBJECTIFS**

**1°) Définir la réfrigération et le réfrigérateur**

**2°) Décrire les différents types de réfrigérateurs et congélateurs**

**3°) Décrire les éléments constitutifs du réfrigérateur**

**4°) Présenter le mode opératoire du réfrigérateur**

**5°) Décliner les principes de l'entretien général**

# INTRODUCTION

## \* *Réfrigération :*

**Evaporation** ➡ **Condensation** ➡  
**Rejet chaleur** ➡ **Refroidissement**

## \* *Réfrigérateur :*

**Pompe à chaleur, Contrôleur,  
Conservateur**

# UTILISATION

*Applications au laboratoire*

*Conservation !*

- ✓ **Sang total**
- ✓ **Ses dérivés**
- ✓ **Liquides biologiques**
- ✓ **Tissus biologiques**
- ✓ **Réactifs**
- ✓ **Produits chimiques**
- ✓ **Souches micro-organismes**

# **TYPES DE REFRIGERATEURS ET CONGELATEURS**

- \* Réfrigérateur conservateur,  $2^{\circ}\text{C} \div 8^{\circ}\text{C}$**
- \* Réfrigérateur banque de sang,  $2^{\circ}\text{C} \div 8^{\circ}\text{C}$**
- \* Congélateur basse  $T^{\circ}\text{C}$ ,  $-15^{\circ}\text{C} \div -35^{\circ}\text{C}$**
- \* Congélateur ultra-basse  $T^{\circ}\text{C}$ ,  $-60^{\circ}\text{C} \div -86^{\circ}\text{C}$**

# ILLUSTRATIONS



**DIVERS MODELES**

# ILLUSTRATIONS



**DIVERS MODELES**


# ILLUSTRATIONS



**DIVERS MODELES**



## PRINCIPE D'UN CIRCUIT FRIGORIFIQUE



1. Evaporation
2. Compression
3. Condensation
4. Détente

# **ELEMENTS CONSTITUTIFS**




***EVAPORATEUR* : Réseau de tuyaux en Al ou Cu dans lesquels circule un gaz réfrigérant à pression constante (Vapeur saturée)**



## ***COMPRESSEUR***

**Aspire le gaz  
réfrigérant à  
basse pression  
et le refoule  
(Vapeur)**



## ***CONDENSEUR***

**Réseau de tuyaux  
(Al ou Cu) dans  
lesquels circule un  
gaz réfrigérant à  
pression constante  
(Liquide)**



## ***DETENDEUR***

**Oppose une  
résistance au  
passage du gaz  
réfrigérant pour  
abaisser sa  
pression (Liquide)**



***FILTRE* : Retient l'humidité et les impuretés  
se trouvant dans le réfrigérant**

## **AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS**

- ❖ **Isolation thermique** (mousse polyuréthane, laine verre, plastique ABS): ralentit le transfert de chaleur



## **AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS**

- ❖ **Robinets de service** : charge le circuit en gaz réfrigérant
- ❖ **Protection thermique** : s'active et déconnecte le compresseur en cas de surcharge

## ***FLUIDE***

## ***T° D'EBULITION***

➤ Eau	▪ 100 °C
➤ R12	▪ - 30 °C
➤ R717	▪ - 33,5 °C
➤ R22	▪ - 40,8 °C
➤ R502	▪ - 45 °C
➤ R134a	▪ - 26 °C

**DIVERS GAZ REFRIGERANTS**



**GAZ REFRIGERANT R12**

# **CONDITIONS D'INSTALLATION**

- ✓ **Prise électrique compatible :  
220-240V / 50-60 Hz, + Terre**
- ✓ **Position prise :  $\leq 2\text{m}$  de l'appareil**
- ✓ **Espaces autour**
- ✓ **Pièce climatisée**

# **CONDITIONS D'INSTALLATION**

- ✓ **Surface plane, dure et stable**
- ✓ **Placer loin des appareils vibrants**
- ✓ **Loin des sources de chaleur**
- ✓ **Hors des jets d'eau et éclaboussures**
- ✓ **Dispositif de sécurité (régulateur)**

## **MISE EN MARCHÉ**

- ✓ **Brancher câble d'alimentation**
- ✓ **Allumer : appuyer sur l'interrupteur**
- ✓ **Vérifier les témoins**
- ✓ **S'assurer fonctionnement ventilateur**
- ✓ **Atteindre T°C de fonctionnement**
- ✓ **Sélectionner T°C activation alarme**

## **MISE EN MARCHÉ**

- ✓ **Charger :  $\leq$  capacité nominale**
- ✓ **Repartir uniformément**
- ✓ **Refermer la porte**
- ✓ **Eviter pénétration de l'air**
- ✓ **Débrancher pour entretien**
- ✓ **Nettoyer et dégivrer si nécessaire**

# ENTRETIEN GENERAL

*Nettoyage de l' intérieur*

**Fréquence : 1 fois / mois**

- **Eteindre, débrancher, décharger**
- **Nettoyer les étagères**
- **Nettoyer les tiroirs**
- **Nettoyer les parois internes**
- **Sécher**



# ENTRETIEN GENERAL

*Nettoyage condenseur*

**Fréquence : 1 fois /3 mois**

- **Débrancher**
- **Vérifier position : haut ou bas**
- **Enlever grille de protection**
- **Enlever poussière et impuretés**

# ENTRETIEN GENERAL

## *Vérification étanchéité*

**Fréquence : 1 fois / 3 mois**

- **Ouvrir la porte**
- **Glisser un papier de faible épaisseur**
- **Fermer la porte**
- **Tirer le papier**
- **Evaluer sa résistance sur tout le joint**

# ENTRETIEN GENERAL

## *Dégivrage*

**Fréquence : 1 fois / mois**

- **Vérifier : épaisseur givre > 8 mm**
- **Décharger**
- **Débrancher**
- **Humecter eau qui s'accumule**

# ENTRETIEN GENERAL

## *Changement pile alarme*

**Fréquence : rarement**

- **Ouvrir panneau avant**
- **Déconnecter bornes pile usée**
- **Installer pile équivalente**
- **Reconnecter bornes**
- **Remettre panneau avant**


# **MATERIEL NECESSAIRE**

- ✓ **Chiffon doux**
- ✓ **Détergent doux**
- ✓ **Souffleur**
- ✓ **Brosse aspirante**
- ✓ **Eponge**
- ✓ **Serviette**

## **MATERIEL NECESSAIRE**

- ✓ **Enleveur glace ou givre non pointu**
- ✓ **Papier : 5 ÷ 10 cm d'épaisseur**
- ✓ **Bicarbonate de Sodium**
- ✓ **Eau chaude**
- ✓ **Pile**
- ✓ **Thermomètre**

## LIBRE



## A SONDE



# THERMOMETRES

- **Mercure** • - 35 °C
- **Alcool** • - 70 °C
- **Toluène** • - 90 °C
- **Ether de pétrole** • - 190 °C
- **Pentane** • - 220 °C

**SUBSTANCES THERMOMETRIQUES**



# **Panneau de contrôle Banque de Sang**

- ❖ **Interrupteur principal**
- ❖ **Thermomètre**
- ❖ **Témoin porte ouverte**
- ❖ **Témoin service technique**
- ❖ **Témoin batterie faible**
- ❖ **Ecran d'affichage**
- ❖ **Touche augmentation température**
- ❖ **Touche diminution température**
- ❖ **Sélecteur**
- ❖ **Alarme**

# **Panneau de contrôle Congélateur ultra basse température**

- ❖ **Interrupteur principal**
- ❖ **Test alarme**
- ❖ **Réinitialisation alarme**
- ❖ **Unité de température**
- ❖ **Commande de température**
- ❖ **Commande alarme température max**
- ❖ **Commande alarme température min**
- ❖ **Ecran d'affichage**
- ❖ **Alarme température ambiante extrême**
- ❖ **Alarme filtre sale**
- ❖ **Alarme batterie faible**
- ❖ **Alarme tension faible**
- ❖ **Commandes sélection température (plus ou moins)**

# GUIDE DE DEPANNAGE


Problème	Causes possibles	Solution
<b>Appareil ne fonctionne pas</b>	<b>Câble non branché, fusible sauté, tension insuffisante</b>	<b>Vérifier ces états</b>
<b>Congélateur ne refroidit pas</b>	<b>Thermostat trop haut, givre excessive</b>	<b>Régler thermostat, dégivrer</b>
<b>Température fluctuante</b>	<b>Pas d'étalonnage, condenseur sale</b>	<b>Etalonner température, nettoyer</b>
<b>Température trop élevée</b>	<b>Porte ouverte, pas étanche, défaut d'alimentation, charge chaude, compresseur non fonctionnel, pas de glace, niveau réfrigérant bas</b>	<b>Fermer, ajuster porte, remplacer joint, connecter électricité, refroidir charge, vérifier compresseur, rechercher alarme, vérifier ventilateurs évaporateur, charger gaz</b>

# GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
<b>Mise en marche : cliquetis</b>	Protection thermique activée	<b>Vérifier tension d'alimentation</b>
<b>Fonctionnement bruyant</b>	Plancher instable, plateau dégivrage vibre	<b>Ajuster niveau, caler, visser</b>
<b>Fonctionnement permanent compresseur</b>	Air autour insuffisant, thermostat défectueux, porte pas étanche, pièce chaude, porte souvent ouverte, interrupteur éclairage défectueux	<b>Libérer espaces, vérifier joint, ventiler pièce, limiter ouvertures porte, vérifier extinction lumière porte fermée</b>
<b>Accumulation rapide de givre</b>	Pas d'étanchéité	<b>Ajuster fermeture porte</b>

# CONCLUSION

- \* **Enceinte réfrigérée** = Environnement de température contrôlée
- \* **Entretien** = Nettoyage de l'intérieur + Nettoyage condenseur + Vérification joint d'étanchéité + Dégivrage + Remplacement pile
- \* **Réfrigération**  $\leftrightarrow$  Bonne Qualité  $\Rightarrow$  Bonne alimentation électrique + Bonne circulation d'air



# MERCI

